


Helkroppsseil Pluss 25010

Spesifikasjoner

Stoff: Nylon, Kordfløyel i bomull
 Kantbånd: Polyester
 Max-last: 180 kg
 Størrelser: S, M, L, XL
 Vaskeråd: Se etikett på løfteseil
 EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts



Størrelse		Fargekode	A	B	C
S	Small	Rød	28	84	88
M	Medium	Gul	33	91	94
L	Large	Grønn	38	97	99
XL	Extra large	Blå	44	104	105




Human Care Norge AS, Furuveien 11, NO-2020 Skedsmokorset
 Tel 63 87 78 13 • Fax 63 87 78 17 • E-post: post@hcn.no • www.hcn.no

040301-020N



Helkroppsseil Pluss 25010



CE

Human Care Helkroppsseil Pluss er et forflyttingsseil som først og fremst er beregnet for personer som behøver en god støtte for hele kroppen. Man får en tilbaketilt sittestilling som gjør at belastningen på bena minsker. Tillegget Pluss viser at nakkestøtten er forsterket for å gi ekstra bra støtte til hodet.

25010 er tilpasset for to- og trepunkts opphenging.

Viktig!


⚠ Løft og forflytting av en person innebærer alltid en risiko. Les derfor nøye igjennom bruksanvisning for både løfter og løftetilbehøret. Forviss deg alltid om at det løftetilbehøret du anvender, fungerer sammen med løfteren. Som pleier/medhjelper er du ansvarlig for pleiemottagerens sikkerhet og du må kjenne til vedkommendes mulighet til å tåle løftesituasjonen. Ved usikkerhet kontakt leverandøren.

Løft fra liggende




Hvis mulig, reis opp ryggstøtten til halvt sittende. Før ned seilet bakom ryggen til høyde med halebenet. Legg merke til seilets merking (utside-opp).

Alternativt; Legg pleiemottageren på siden. Før inn seilet slik at midten havner langs ryggraden. Rull over pleiemottageren på den andre siden og dra fram seilet.




Dra fram bendelene mellom pleiemottagerens ben. Senk ned løfteren i høyde med magen. Dersom man ønsker det, kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt på bendelenes løftestropper i løfterens benkrok. Vend løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkts oppheng. Hempen på den høyre bendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.




Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.



Fortsett løftet. Det kan bli nødvendig å senke sengen noe. Løft litt i pleiemottagerens ben samtidig som du vrir ham fra sengen. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen for å skape større trygghet.

Løft fra sittende



Før seilet ned bakom ryggen. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Seilet skal ned slik at underkanten er nede ved halebenet. Dra fram seilets bendeler.




Dra seilets bendeler opp mellom pleiemottagerens ben. Senk løfteren ned i høyde med magen. Om ønskelig kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt bendelenes løftestropper på løfterens benkrok. Snu løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på galgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkts oppheng. Hempen på den høyre bendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.



Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.



Fortsett løftet. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen da det skaper en større trygghet.