

Hygieneseil Pluss 25080

Spesifikasjoner

Stoff: Nylon, Kordfløyel i bomull

Kantbånd: Polyester

Max-last: 180 kg

Størrelser: JS, JM, S, M, L, XL

Vaskeråd: Se etikett på løfteseil

EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts

Tilbehør: Brystbånd, Art Nr. 25145

Størrelser: 40 (barn), 50 (barn), 70, 80, 90, 100, 110

Hygieneseil Pluss Nett 25085

Spesifikasjoner

Stoff: Polyesternet

Kantbånd: Polyester

Max-last: 180 kg


Størrelser: S, M, L, XL

Vaskeråd: Se etikett på løfteseil

EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts

Tilbehør: Brystbånd, Art Nr. 25145

Størrelser: 40 (barn), 50 (barn), 70, 80, 90, 100, 110



Størrelse		Fargekode	A	B	C
JS	Junior, small	Lilla	28	62	22
JM	Junior, medium	Hvit	30	69	26
S	Small	Rød	35	75	30
M	Medium	Gul	50	87	33
L	Large	Grønn	55	94	33
XL	Extra large	Blå	61	100	37




Human Care Norge AS, Furuveien 11, NO-2020 Skedsmokorset
Tel 63 87 78 13 • Fax 63 87 78 17 • E-post: post@hcn.no • www.hcn.no

040301-100N



Hygieneseil Pluss 25080 Hygieneseil Pluss Nett 25085



CE

Human Care Hygieneseil Plus 25080 og Human Care Hygieneseil Plus Nett 25085 brukes framfor alt i forbindelse med toalettbesøk. Seilene er forsterket i ryggen og har en polstring under armene. 25080 og 25085 kan med fordel også brukes ved forflytting til trange rullestoler og formstøpte skall.


Seilet kan kompletteres med Human Cares Brystbånd 25145.

25080 og 25085 er tilpasset for to- og trepunkts opphenging.


Viktig!

⚠ Løft og forflytting av en person innebærer alltid en risiko. Les derfor nøye igjennom bruksanvisning for både løfter og løftetilbehøret. Forviss deg alltid om at det løftetilbehøret du anvender, fungerer sammen med løfteren. Som pleier/medhjelper er du ansvarlig for pleiemottagerens sikkerhet og du må kjenne til vedkommendes mulighet til å tåle løftesituasjonen. Ved usikkerhet kontakt leverandøren.

Løft fra liggende




Legg pleiemottageren på siden. Før inn seilet slik at midten havnar langs ryggraden. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Rull pleiemottageren over på den andre siden og dra fram seilet. Legg pleiemottageren på ryggen. Dersom sengen er hev- og senkbar kan du med fordel heve hodedelen slik at pleiemottageren kommer opp i halvt sittende.




Dra fram bendelene mellom pleiemottagerens ben. Om pleiemottageren skal på toalettet, kan du allerede nå kneppe opp buksene. Senk løfteren ned i høyde med magen. Dersom man ønsker det kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt på bendelenes løftestropper i løfterens benkrok. Vend løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunktets oppheng. Hempen på den høyrebendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.




Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.




Fortsett løftet. Det kan bli nødvendig å senke sengen noe. Løft litt i pleiemottagerens ben samtidig som du vrir ham fra sengen. Dersom du er ved toalettet, kan du dra ned buksene så langt det går mens pleiemottageren sitter i seilet. Senk ham deretter ned på toalettet og kjør løfteren ned i magehøyde og hekt av bendelene (dersom pleiemottageren kan sitte uten støtte, ta seilet helt bort). Kjør opp løfteren over pleiemottagerens hode. Dra buksene helt ned. Pleiemottageren kan nå bli sittende med seilet som støtte.

Løft fra sittende



Før seilet ned bakom ryggen. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Dra fram seilets bendeler.




Dra seilets bendeler opp mellom pleiemottagerens ben. Senk løfteren ned i høyde med magen. Om ønskelig kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt bendelenes løftestropper på løfterens benkrok. Snu løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på galgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med topunktets oppheng. Hempen på den høyrebendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.



Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.



Fortsett løftet. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflyttingen da det skaper en større trygghet. Dersom du er ved toalettet, gjør på samme måte som i løft fra liggende.